

Innovativer Aufbau

Erste Tiefziehfolie mit zwei verschiedenen Härtegraden.

Bester Tragekomfort

Der individuelle Sportmundschutz hat eine optimale Passform. Beim Sport stabilisiert der eingearbeitete leichte Einbiss die Zähne im Unterkiefer.



Kombinierbar

Problemlos tragbar mit Brackets.

Große Wirkung

Durch das Tragen des Sportmundschutzes reduziert sich die Verletzungsgefahr von Lippen, Zähnen, Kiefer und Kiefergelenken erheblich.

Schlagabsorbierend

Die Schlagkraft wird elastisch aufgenommen und zeitverzögert abgemildert übertragen.

Hygienisch

Zur schonenden Pflege sind CETRON® Reinigungspulver, Zahnbürste und Zahnpasta geeignet.

Passgenauer Sportmundschutz in wenigen Schritten.

1 Beratung beim Zahnarzt

Zielgerichtet auf die ausgeübte Sportart oder Freizeitaktivität berät Sie oder Ihr Kind Ihr Zahnarzt bei der Auswahl des optimalen Sportmundschutzes.

2 Abformung

Eine Abformung des Ober- und Unterkiefers ist die Basis zur Herstellung des Sportmundschutzes.

3 Fertigung des Sportmundschutzes

Er wird präzise und individuell im Labor hergestellt. Er umschließt die oberen Zahnreihen und hat einen leichten Einbiss für die unteren Zähne.

4 Anprobe und Kontrolle

Der Sitz wird von Ihrem Zahnarzt in regelmäßigen Abständen geprüft und bei Bedarf individuell angepasst.

Überreicht von:



BIOPLAST® – der optimale und sichere Sportmundschutz für jeden Einsatz.



BIOPLAST®

Was ist das?

BIOPLAST® ist ein hochwertiges Ethylen-Vinylacetat (EVA), das sich durch erstklassige Dämpfungseigenschaften und eine überragende Elastizität bei gleichzeitig extrem geringem Gewicht auszeichnet.

Der Sportmundschutz aus BIOPLAST® wird von Zahntechnikern in Zusammenarbeit mit Ihrem Zahnarzt ganz individuell für Sie hergestellt. So ist gewährleistet, dass Ihr persönlicher Sportmundschutz auf die Erfordernisse sämtlicher Sportarten angepasst werden kann.



Für jede Anforderung

Drei Sportmundschutz-Typen




BIOPLAST® MASTER

- // bewährter, zweischichtiger Sportmundschutz
- // für alle Aktivitäten im Freizeitsport
- // zweischichtiger Folienaufbau mit hohem Schutz und Tragekomfort
- // es stehen 10 Farbkombinationen zur Auswahl



BIOPLAST® XTREME

- // mit integriertem Verstärkungssegment im Frontzahnbereich
- // geeignet für Kontaktsportarten, da er vor harten und kleinflächigen Schlägen schützt
- // zweischichtiger Folienaufbau mit bestem Schutz und Tragekomfort



BIOPLAST® XTREME PRO

- // mit integriertem Verstärkungssegment und ergänzender hartelastischer Zwischenlage im Frontzahnbereich
- // dreischichtiger Folienaufbau für ein Höchstmaß an Schutz und Tragekomfort
- // für Kontaktsportarten im Profisport mit zu erwartenden kleinflächigen und harten Schlägen (Schlagkräfte werden groß-flächig verteilt)



Eine Vielzahl von Sportunfällen geht mit Verletzungen des Zahnhalteapparates und der Zähne einher.